



CARDIOVIT FT-1

Der kompakte Elektrokardiograph, der maximale Leistung bietet



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-1

Für Anwender, welche die modernsten Technologien zu schätzen wissen:

- Leistung und Flexibilität in einem portablen EKG-Gerät
- Rasche und sichere bidirektionale Wi-Fi-Kommunikation
- Herausragende EKG-Signalqualität bei Erwachsenen und Kindern

EINZIGARTIGES DESIGN

Mit einem Gewicht von knapp über einem Kilo inklusive Akku ist der CARDIOVIT FT-1 ein ultraportables Gerät.

Der hochauflösende 8"-Multi-Touchscreen kann mit einer einfachen Wischbewegung bedient werden.

Die vollkommen flache und abgeschlossene Oberfläche kann ganz einfach gereinigt werden und ist äusserst hygienisch.

DAMIT SIE STETS VERBUNDEN SIND

Mit bidirektionaler Kommunikation können Daten ganz einfach via Arbeitsliste oder Patientenabfrage (PDQ) abgefragt und EKG-Berichte rasch an EPA-/KIS-Systeme übertragen werden. Dank Standard-Wi-Fi mit Enterprise-Protokoll und der LAN-Konnektivität, sowie der EKG-Vorschau auf dem Bildschirm und dem grossen Speicher,

unterstützt das Gerät papierlose Arbeitsabläufe und hilft, Kosten zu sparen.

SCHILLER LINK: Benutzerfreundliche Software für den Import von Patientendaten vom EPA-System und Export von benutzerdefinierten PDF-Berichten direkt auf den PC.

HOCHPRÄZISE DIAGNOSEN

Die modernsten Algorithmen von SCHILLER sind im CARDIOVIT FT-1 implementiert.

KINDER-EKG: Dank der hohen Abtastfrequenz und dem grossen Frequenzbereich bietet das CARDIOVIT FT-1 optimale Signalqualität, wodurch es auch für Kinder-EKGs ideal ist.

RUHE-RHYTHMUS: Das FT-1 zeichnet alle 12 Kanäle für bis zu 4 Minuten auf. Dadurch wird das Risiko vermindert, wichtige Rhythmus-Daten zu übersehen. Die Aufzeichnungen können ausgedruckt, gespeichert, überprüft und übertragen werden.



OPTIONAL

ETM MIT ETM SPORT: Eines der renommiertesten Interpretationsprogramme für simultane 12-Kanal-EKGs bietet Qualität und Zuverlässigkeit ohne Kompromisse.

ETM Sport ist die erste automatisierte EKG-Interpretation für Sportler-Hezen und basiert auf den Seattle-Kriterien.


CCAA: Der Culprit Coronary Artery Algorithm wird in Notaufnahmen sowie ausserhalb des Krankenhauses eingesetzt wenn bei vorliegenden Brustschmerzen sofort eine Entscheidung getroffen werden muss. Der Algorithmus lokalisiert den Verschluss in der Koronararterie und somit die Grösse des gefährdeten Gebietes.

1 Der hochpräzise Thermodrucker (8 Punkte/mm) ist für viele Jahre störungsfreien Betrieb ausgelegt.

2 Der anatomische Assistent bietet Ratschläge zum Anlegen der Elektroden mittels Zoom- und Rotationsfunktionen.

3 EKG-Übersicht über alle 12 Kanäle inklusive farbig gekennzeichnete Signalqualität pro Ableitung.

4 Im Falle von vertauschten Elektroden werden vor dem Start der Aufzeichnung Warnungen angezeigt.



IN EINFACHEN SCHRITTEN: 1-2-3

- 1: Patientendaten eingeben oder herunterladen
- 2: Signalqualität prüfen und EKG aufzeichnen
- 3: EKG vor dem Speichern, Exportieren oder Drucken überprüfen

Der Anwender kann sich in diesen Schritten beliebig vor- oder rückwärts bewegen.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99
 Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
 H-1141 Budapest
 Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
 Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8953 Dietikon
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

